



MRI対応 非磁性 コンパクト監視カメラ



MRC Systems社製コンパクト監視カメラは、MRIボア内で使用可能な非磁性超小型カメラユニットです。9TまでのMRIに対応しており、撮像中のモニタリングにご使用いただけます。撮影中の画像を動画または静止画としてパソコンに保存することもできます。


サイズ： 28 × 18 × 23mm (レンズの長さを除く)

重量： 22g (カメラ部分のみ)


レンズ： f = 2.9mm 3.6mm 4.3mm 6mm 8mm 12mm 16mm

コンパクト監視カメラ用 赤外光ライトユニット

MRC Systems社製カメラ専用の赤外光ライトです。暗いところでも
コイル内部の様子を観察することができます。ライトは赤外光を使用
していますので眩しくありません。



セパレートタイプ



カメラ・ライナー一体型



ライトなし



ライトあり*

*赤外光のため眩しくありません。

正規販売代理店 **Physio-Tech**
株式会社 **フィジオテック**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4階
TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787
Email: sales@physio-tech.co.jp
Website: <http://www.physio-tech.co.jp>

- フィルターボックス設置のためフィルターパネルに
10 x 10 x 12cm (縦 x 横 x 奥行) のスペース、
及び12mmの穴開けが必要になります。
- 設置作業は弊社にて承ります。