

フィジオテック社


# 簡易給餌装置

KT-1000


マームセットへの給餌の自動化を目的とした装置です。

専用のソフトウェアを使用して、給餌間隔の設定を行えます。


飼育ケージに直接取り付けることが可能です。



※写真は開発中の形状になります。



※写真は開発中の形状になります。



専用のソフトウェアを使用して、給餌間隔の設定を行えます。

## 【仕様】

- 餌容量：約100g
- バッテリー(2000mAh)駆動：3日間以上動作可能(給餌設定による)
- サイズ：縦 195mm, 横 218mm, 奥行115mm
- ペレット状の固形餌に対応
- 夏目製作所社製の飼育ケージに標準対応
- 専用ソフトウェア付き

**Physio-Tech**  
株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4F  
TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787  
Email: sales@physio-tech.co.jp  
Website: <http://www.physio-tech.co.jp>

2022/11