

# IMOTIONS®

iMotionsソフトウェアは、1つのプラットフォームで  
表情解析/視線解析/脳波計測/GSR/EMG・ECG計測などを表示・解析することが可能です。



Eye-Tracker



VR



Facial



GSR





EEG




ECG



EMG



表情解析



視線解析



GSR


## **CORE** iMotions Core ライセンス Prerequisite to integrate any module

iMotions Coreライセンスは、刺激呈示・データ収集・解析・データ出力を1つのプラットフォームで対応可能です。各計測モジュールを追加することにより、ユーザーの実験用途に合わせた様々な生体計測が行えます。

## **Molude: 表情解析** Prerequisites: iMotions Core & Webcam




ウェブカメラから取得した顔データより  
9つの感情指標 Valence, Joy, Anger, Surprise, Fear, Sadness, Disgust, Contempt, Engagement をリアルタイムに表示することが可能です。



## **Molude: 視線解析 (各スクリーンベース/グラス型/VR型)** Prerequisites: iMotions Core & Eye Tracking Hardware

幅広いアイトラッキングデバイスからアイトラッカーデータを接続、記録、および視覚化できます。人間の注意の理解を深めるための定量分析ツールや定性分析ツールを提供します。



※) スクリーンベース, グラス型, VRは別モジュールです。

**Molude: GSR**  
発汗センサー

**Molude: EEG**  
脳波

**Molude: ECG**  
心電図

**Molude: EMG**  
筋電図

その他多数のオプションのご用意がございます。デモのご依頼やシステム構成の詳細につきましてはお問い合わせください。

2020/04

**Physio-Tech**  
株式会社 フィジオテック

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-6-3 4階  
TEL: 03-3864-2781 FAX: 03-3864-2787  
E-mail: sales@physio-tech.co.jp  
Website: <http://www.physio-tech.co.jp>